

Biofinity®-moniteholinssien
sovitusperiaatteet

Yksinkertaistettu sovitusfilosofia

Uudet sovitusmenettelymme perustuvat optikoiden käytännön kokemuksiin.

- Pienempien lähilisäysten sovittaminen on nyt aiempaa helpompaa käyttämällä samaa D-linssiä molemmissa silmissä
- Suurempien lähilisäysten sovittaminen on edelleen joustavaa ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja paremman tarkkuuden saavuttamiseen



Ensimmäinen käynti

Vaihe 1 Aloita uudella refraktiolla ja johtavan silmän määrityksellä (sumeutustekniikka).

Vaihe 2 Valitse kaukovoimakkuudeksi pintavälillä korjattu sfäärinen voimakkuus.
Valitse D- tai N-linssi tarvittavasta lähilisäyksestä riippuen:

Lähilisäys	Dominantti silmä	Ei-dominantti silmä
+1,00	D	D
+1,50	D	D
+2,00	D	N
+2,50	D	N

Odotettu näöntarkkuus, kun käytetään
D- ja N-linssien yhdistelmää

Linssi	Kauas	Lähelle
Yhteisnäkö	1,0	1,0
D-linssi	1,0	0,5 tai parempi
N-linssi	0,5 tai parempi	1,0

Vaihe 3 Vaikka linssit asettuvat nopeasti, anna asiakkaalle 15 minuuttia aikaa tottua niihin ennen näön tarkastusta.
Jos yhteisnäkö ei ole hyväksyttävä, määritä parannusta kaipaava silmä suorittamalla refraktio testilinsseillä.
Paranna kaukonäköä lisäämällä +/-0,25 D (maks. +/-0,50 D) parannusta kaipaavaan silmään.
Paranna lähinäköä lisäämällä +/-0,25 D (maks. +/-0,50 D) parannusta kaipaavaan silmään.

Klinisk Määrää suurin plusvoimakkuus kaukonäköä varten
(Älä käytä liikaa miinusvoimakkuutta)

Testaa potilaan lähinäkö hänen matkapuhelimensa avulla.

Valitse pienempi lähilisäys kun se on mahdollista; ei ole tarpeen määrätä liian suurta

Tarkasta näöntarkkuus normaalivalaistuksessa

Biofinity®-moniteholinssien
sovituseriaatteen

Ainutlaatuinen moniteholinssi ainutlaatuisille silmille

Balanced Progressive™ Technology

- Optimoitu tarjoamaan erinomainen näkö kaikille etäisyyksille – lähelle, kauas ja keskietäisyyksille.
- Mahdollistaa yksilöllisen sovituksen kullekin käyttäjälle ja silmälle
- Juohevampi sovituseriaatteen auttaa ikänäköisten asiakkaiden onnistuneessa sovituseriaatteen

Lisää sovituseriaatteen, ohjeita ja lisätietoa Biofinity multifocal -linseistä löydät osoitteesta

www.coopervision.fi/biofinity-multifocal

Der Augenarzt oder Optiker entscheidet letzten Endes unabhängig darüber, wie er Linsen anpasst bzw. verschreibt.

©2015 CooperVision, Inc. 1131 04/15
XLITERAKIT210



Seurantakäynti viikon kuluttua

Jos asiakas tarvitsee lisää kauko- tai lähinäkökorjausta.

Vaihe 1 Tarkasta näöntarkkuus kahdella silmällä.

Vaihe 2 Tarkasta näöntarkkuus yhdellä silmällä.

Vaihe 3 Tee refraktio testilinsseillä (vältä foropteria).
ENSISIJAINEN VAIHTOEHTO: Paranna kauko- tai lähinäköä muuttamalla kaukovoimakkuutta +/- 0,25 D parannusta kaipaavassa silmässä.
TOISSIJAINEN VAIHTOEHTO: Paranna lähinäköä lisäämällä +0,50 D lähilisyys parannusta kaipaavaan silmään.

Tuotetiedot

Biofinity® multifocal

Kaarevuus	8,6 mm
Halkaisija	14,0 mm
Sfäärinen voimakkuus	+6,00...-10,00 DS (0,50 D -6,00 D jälkeen)
Lähilisyys	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50
Linssin rakenne	D-linssi, N-linssi
Materiaali	comfilcon A
Nestepitoisuus	48%
Dk	128
Käyttöaika	Päivittäinen käyttö tai jopa 6 yön/7 päivän pidennetty käyttö



CooperVision®
Live Brightly.®

800 341 2020