



CooperVision®
Live Brightly.®

Opas tuotetietoihin



MyDay®-kertakäyttölinsit tuoteperhe

MyDay®-kertakäyttölinsit



Suorituskykyiset kertakäyttölinsit
vaativaan elämäntyyliin.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,4mm
Kertakäyttölinsit	30 kpl/pakk.	stenfilcon A / 54%	Halkaisija	14,2mm
Sfäärinen voimakkuus	Muotoilu		FDA-ryhmä	SiHy
+6,00D...-10,00D (0,50D välein +5,00D ja -6,00D jälkeen)	Asfäärinen		UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä

MyDay® toric -kertakäyttölinsit



Suorituskykyiset kertakäyttölinsit
hajataitaisuudesta kärsiville.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6mm
Kertakäyttölinsit	30 kpl/pakk.	stenfilcon A / 54%	Halkaisija	14,5mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoi- makkuus	Akseli	FDA-ryhmä	SiHy
+0,50D...+6,00D (0,50D välein)	-0,75 -1,25 -1,75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	UV-suodatin*	Kyllä
0...-6,00D (0,25DS välein)			Käsittelyväri	Kyllä
-6,50D...-10,00D (0,50DS välein)			Muotoilu	Optimised Toric Lens Geometry™
+0,50D...+6,00D (0,50D välein)	-2,25	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°		
0...-6,00D (0,25DS välein)				
-6,50D...-10,00D (0,50DS välein)				



CooperVision
Live Brightly!

Lue lisää piilolinseistämme osoitteessa
coopervision.fi/tuotteemme

clariti® 1 day tuoteperhe

clariti® 1 day



Käytännölliset kertakäyttölinsit, joilla on korkea hapenläpäisykyky¹ ja hyvä käyttömukavuus edulliseen hintaan[†].

Käyttöaika

Kertakäyttölinsit

Sfäärinen voimakkuus

+8,00D...-10,00D
(0,50D välein
+6,00 ja -6,00D
jälkeen)

Pakkauskoot

30 kpl/pakk.

Muotoilu

Aspheric

Materiaali/ nestepitoisuus

somofilcon A / 56%

Kaarevuus 8,6mm

Halkaisija 14,1mm

FDA-ryhmä SiHy

UV-suodatin* Kyllä

Käsittelyväri Ei

clariti® 1 day toric



Kertakäyttölinsit, jotka tarjoavat korkean hapenläpäisykyvyn¹ ja hyvän käyttömukavuuden edulliseen hintaan[†].

Käyttöaika

Kertakäyttölinsit

Sfäärinen voimakkuus

+0,00D...-6,00D
(0,25D välein)
-6,50D...-9,00D
(0,50D välein)

Pakkauskoot

5 kpl/pakk.
30 kpl/pakk.

Sylinterivoi- makuus

0,75
-1,25
-1,75

Materiaali/ nestepitoisuus

somofilcon A / 56%

Akseli

10°, 20°, 30°,
40°, 50°, 60°,
70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°,
130°, 140°, 150°,
160°, 170°, 180°

Kaarevuus 8,6mm

Halkaisija 14,3mm

FDA-ryhmä SiHy

UV-suodatin* Kyllä

Käsittelyväri Ei

Muotoilu

Asfäärinen

+0,25D...+4,00D
(0,25D välein)

-0,75
-1,25
-1,75

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

+0,00D...-6,00D
(0,25D välein)

-2.25

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160° 170°,
180°

+0,00D...-6,00D
(0,25D välein)

-2.25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

clariti® 1 day multifocal



Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6mm
Kertakäyttölinssit	5 kpl/pakk. 30 kpl/pakk.	somofilcon A / 56%	Halkaisija	14,1mm
Sfäärinen voimakkuus	Lähilisä	Muotoilu	FDA-ryhmä	SiHy
+5,00D...-6,00D (0,50D välein +6,00 ja -6,00D jälkeen)	LOW 0...+2,25D HIGH 2.50D...+3,00D	Keskeinen lukuo- sa, progressiivinen väljetäisyyksiä varten ja perifeerinen osa kau- kovoimakkuutta varten	UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Ei

Kertakäyttölinssit, jotka tarjoavat korkean hapenläpäisykyvyn¹ ja hyvän käyttömukavuuden edulliseen hintaan[†].

Biofinity® tuoteperhe

Biofinity Energys®



Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6mm
Päiväkäyttöiset tai 29 yön jatkuva käyttö	3 kpl/pakk.	comfilcon A / 48%	Halkaisija	14,0mm
Sfäärinen voimakkuus	Muotoilu		FDA-ryhmä	SiHy
+8,00D...-12,00D (0,50D välein +/- 6,00D jälkeen)	Asfäärinen Digital Zone Optics® lens Muotoilu		UV-suodatin*	Ei
			Käsittelyväri	Kyllä

Maailman ainoa piilolinssi, jossa on Digital Zone Optics™ -rakenne. Suunniteltu nykypäivän digitaalista elämää varten.

Biofinity® -piilolinssit



Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6mm
Päiväkäyttöiset tai 29 yön jatkuva käyttö	6 kpl/pakk.	comfilcon A / 48%	Halkaisija	14,0mm
Sfäärinen voimakkuus	Muotoilu		FDA-ryhmä	SiHy
+8,00D...-12,00D (0,50D välein +/- 6,00D jälkeen)	Asfäärinen		UV-suodatin*	Ei
			Käsittelyväri	Kyllä

Premium-kuukausilinssit, jotka on suunniteltu tarjoamaan pitkäkestoista käyttömukavuutta ja erinomainen näöntarkkuus.²⁻⁴

Biofinity® toric -piilolinssit



Käyttöaika

Päiväkäyttöiset tai 29 yön jatkuva käyttö

Pakkauskoot

6 kpl/pakk.

Materiaali/ nestepitoisuus

comfilcon A / 48%

Kaarevuus 8,7mm

Halkaisija 14,5mm

FDA-ryhmä SiHy

UV-suodatin* Ei

Käsittelyväri Kyllä

Sfäärinen voimakkuus

+8,00D...-10,00D
(0,50D välein +/-
6,00 jälkeen)

Sylinterivoi- makuus

0,75, -1,25,
-1,75, -2,25

Akseli

10° ...180°
(10° välein)

Muotoilu

Optimised Toric
Lens Geometry™

Täydellinen ratkaisu hajataitteisuuteen. Biofinity® toric -kuukausilinssien avulla voit nauttia erinomaisesta näöstä ja mukavammasta linssikokemuksesta.⁵⁻⁷

Biofinity® multifocal -piilolinssit



Käyttöaika

Päiväkäyttöiset tai 29 yön jatkuva käyttö

Pakkauskoot

6 kpl/pakk.

Materiaali/ nestepitoisuus

comfilcon A / 48%

Kaarevuus 8,6mm

Halkaisija 14,0mm

FDA-ryhmä SiHy

UV-suodatin* Ei

Käsittelyväri Kyllä

Sfäärinen voimakkuus

+6,00D...-8,00D
(0,50D välein
-6,00D jälkeen)

Lähilisa

+1,00, +1,50,
+2,00, +2,50


Muotoilu

D-linssi
N-linssi

Premium-kuukausilinssit ikänäöstä kärsiville, jotka tarjoavat hämmästyttävän mukavuuden⁸ ja erinomaisen näön kaikille etäisyyksille.⁹

Avaira Vitality™ tuoteperhe

Avaira Vitality™ -piilolinssit



Käyttöaika

Päivittäinen käyttö

Pakkauskoot

3 kpl/pakk.

Materiaali/ nestepitoisuus

fanfilcon A / 55%

Kaarevuus 8,4mm

Halkaisija 14,2mm

FDA-ryhmä SiHy

UV-suodatin* Kyllä

Käsittelyväri Kyllä

Sfäärinen voimakkuus

+8,00D...-12,00D
(0,50D välein
+/-6,00D jälkeen)

Muotoilu

Aspheric front
surface

Hyvä suorituskyky. Poikkeuksellisen edullinen.


Ei 0



CooperVision
Live Brightly!

Lue lisää piilolinssistämme osoitteessa
coopervision.fi/tuotteemme

Avaira Vitality™ toric -piilolinssit



Erinomainen suorituskyky.
Poikkeuksellisen edullinen.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,5mm
Päivittäinen käyttö	3 kpl/pakk.	fanfilcon A / 55%	Halkaisija	14,5mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoi- makuus	Akseli	FDA-ryhmä	SiHy
+0,25...+6,00DS (0,25D välein)	-0,75 -1,25 -1,75 -2,25	10° ...180° (10° välein)	UV-suodatin*	Kyllä
+6,50...+8,00DS (0,50D välein)		Muotoilu	Käsittelyväri	Kyllä
-0,25...-6,00DS (0,25D välein)		Optimised Toric Lens Geometry™		
-6,50...-10,00DS (0,50D välein)				

Brilliant Futures™ ja MiSight® 1 day

Brilliant Futures™ ja MiSight® 1 day



Kertakäyttölinssit, joilla on todistet-
tu olevan hidastava vaikutus lasten
likinäköisyyden kehittymiseen.¹⁰

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,7mm
Päivittäinen käyttö	30 kpl/pakk.	omafilcon A	Halkaisija	14,2mm
Sfäärinen voimakkuus			FDA-ryhmä	2
-0,25D... -6,00D (0,25D välein)			UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä

Live® tuoteperhe

Live®-kertakäyttölinssit



Piilolinssit sinun elämäsi varten!

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6mm
Kertakäyttölinssit	30 kpl/pakk.	somofilcon A / 56%	Halkaisija	14,0mm
Sfäärinen voimakkuus			FDA-ryhmä	SiHy
-10.00...+8.00 (0.50D välein +6.00D ja -6.00D jälkeen)			UV-suodatin*	Ei
			Käsittelyväri	Kyllä



CooperVision
Live Brightly!

Lue lisää piilolinseistämme osoitteessa
coopervision.fi/tuotteemme

Proclear® tuoteperhe

Proclear® 1 day



Käyttöaika

Kertakäyttölinsit

Sfäärinen voimakkuus

+8,00D...-12,00D
(0,50D välein +5,00D
ja -6,00D jälkeen)

Pakkauskoot

30 kpl/pakk.
90 kpl/pakk.

Muotoilu

Asfäärinen

Materiaali/ nestepitoisuus

omafilcon A / 60%

Kaarevuus 8,7mm

Halkaisija 14,2mm

FDA-ryhmä 2

UV-suodatin* Ei

Käsittelyväri Kyllä

Terävä näkö**, helppous ja mukavuus piilolinssien käyttäjille, joilla esiintyy silmien kuivumista.

Proclear® 1 day multifocal



Käyttöaika

Kertakäyttölinsit

Sfäärinen voimakkuus

+6,00D...-10,00D
(0,50D välein
-6,00D jälkeen)

Pakkauskoot

30 kpl/pakk.

Lähilisä

Yksi profiili,
0...+2,50

Materiaali/ nestepitoisuus

omafilcon A / 60%

Muotoilu

Asfäärinen lukuosa
keskeisesti (CN)

Kaarevuus 8,7mm

Halkaisija 14,2mm

FDA-ryhmä 2

UV-suodatin* Ei

Käsittelyväri Kyllä

Helppous ja mukavuus moniteholinssien käyttäjille, jotka kärsivät silmien kuivumisesta.

Proclear® -piilolinssit



Käyttöaika

Päivittäinen käyttö

Sfäärinen voimakkuus

+20,00...-20,00D
(0,50D välein +/-
6,00D jälkeen)

Pakkauskoot

6 kpl/pakk.

Muotoilu

Sfäärinen

Materiaali/ nestepitoisuus

omafilcon B / 62%

Kaarevuus 8,6mm

Halkaisija 14,2mm

FDA-ryhmä 2

UV-suodatin* Ei

Käsittelyväri Kyllä

Terävä näkö¹¹ ja mukavuus piilolinssien käyttäjille, joilla esiintyy silmien kuivumista.

Proclear® toric -piilolinssit



Tarjoaa hyvän mukavuuden koko päiväksi piilolinssien käyttäjille, jotka kärsivät hajataitteisuudesta ja silmien kuivumisesta.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus
Päivittäinen käyttö	3 kpl/pakk. 6 kpl/pakk.	omafilcon B / 62%	8,8mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoimakkuus	Akseli	Halkaisija 14,4mm
+6,00D...-8,00D (0,50 välein -6,50 jälkeen)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10°...180° (10° välein)	FDA-ryhmä 2
+6,25D...+10,00D (0,50D välein +6,50 jälkeen)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	5°...180° (5° välein)	UV-suodatin* Ei
-8,50D...-10,00D (0,50D välein)			Käsittelyväri Kyllä
+10,00D...-10,00D (0,50D välein +/- 6,50D jälkeen)	-2,75...-5,75 (0,5D välein)	5°...180° (5° välein)	

Proclear® multifocal -piilolinssit



Tarjoaa koko päivän kestäväää mukavuutta moniteholinssien käyttäjille, jotka kärsivät silmien kuivumisesta.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus
Päivittäinen käyttö	3 kpl/pakk. 6 kpl/pakk.	omafilcon B / 62%	8,7mm
Sfäärinen voimakkuus	Lähilisä	Muotoilu	Halkaisija 14,4mm
+6,00D...-8,00D (0,50 välein -6,50D jälkeen)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	D-linssi N-linssi	FDA-ryhmä 2
+6,25D...+20,00D -8,50D...-20,00D (0,50D välein +/- 6,50D jälkeen)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50		UV-suodatin* Ei
+20,00D...-20,00D (0,50D välein +/- 6,50D jälkeen)	+3,00, +3,50, +4,00		Käsittelyväri Kyllä
+20,00D...-20,00D (0,50D välein +/- 6,50D jälkeen)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00		

Proclear® multifocal toric -piilolinssit



Tarjoaa koko päivän kestäväää mukavuutta moniteholinssien käyttäjille, jotka kärsivät myös hajataitteisuudesta ja silmien kuivumisesta.

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,4, 8,8mm
Päivittäinen käyttö	3 kpl/pakk.	omafilcon B / 62%	Halkaisija	14,4mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoimakkuus	Akseli	FDA-ryhmä	2
+20,00D...-20,00D (0,50D välein +/- 6,50D jälkeen)	-0,75...-5,75 (0,50D välein)	5°...180° (5° välein)	UV-suodatin*	Ei
Muotoilu			Käsittelyväri	Kyllä
D-linssi N-linssi				

Biomedics® tuotepihe

Biomedics® 1 day Extra



Erityisen miellyttävä kertakäyttölinssi

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6, 8,8mm
Päivittäinen käyttö	30 kpl/pakk. 90 kpl/pakk.	ocufilcon D / 55%	Halkaisija	14,2mm
Sfäärinen voimakkuus			FDA-ryhmä	4
+6,00D...-10,00D (0,50D välein +5,00D ja -6,00D jälkeen)			UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä

Biomedics® 1 day Extra toric



Kertakäyttölinssi hajataiton korjaukseen

Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,7mm
Päivittäinen käyttö	30 kpl/pakk.	ocufilcon D / 55%	Halkaisija	14,5mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoimakkuus	Akseli	FDA-ryhmä	4
+0,00D...-10,00D (0,25D välein, 0,50D välein -6,00D jälkeen)	0,75, -1,25, -1,75 (vain 90° / 180°)	20°, 90°, 160°, 180°	UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä



CooperVision
Live Brightly!

Lue lisää piilolinseistämme osoitteesta
coopervision.fi/tuotteemme

Biomedics® 55 Evolution



Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,6, 8,8, 8,9mm
Päivittäinen käyttö	3 kpl/pakk. 6 kpl/pakk.	ocufilcon D / 55%	Halkaisija	14,2mm
Sfäärinen voimakkuus	Muotoilu		FDA-ryhmä	4
+8,00...-10,00 (0,50D välein +5,00D ja -6,00D jälkeen)	Asfäärinen		UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä

Suunniteltu tarjoamaan mukavuutta
ja suorituskykyä edulliseen hintaan

Biomedics® toric



Käyttöaika	Pakkauskoot	Materiaali/ nestepitoisuus	Kaarevuus	8,7mm
Päivittäinen käyttö	6 kpl/pakk.	ocufilcon D / 55%	Halkaisija	14,5mm
Sfäärinen voimakkuus	Sylinterivoi- makuus	Akseli	FDA-ryhmä	4
+8,00D...-9,00D (0,50D välein +5,00D ja -6,00D jälkeen)	0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10°...180° (10° välein)	UV-suodatin*	Kyllä
			Käsittelyväri	Kyllä

Edullinen piilolinssi hajataitteisuud-
esta kärsiville

† Päivittäisessä käytössä.

† Perustuen CooperVisionin suositteluun myyntihintaan. Jälleenmyyjät määrittävät yksin myyntihinnan. Yllä olevien ei ole tarkoitus vaikuttaa myyntihintaan kuluttajalle.

** Asfäärisen optiikan ansiosta.

Lähteet:

1. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005. 2005;82(6):467-472.
2. CooperVision data on file. 2006. Aquaform®-teknologia perustuu pitkiin silikoniketjuihin, jotka lukitsevat vesimolekyylit linssiin vetysidoksin, taaten pitkäkestoisen käyttömukavuuden.
3. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
4. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
5. Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014;37:346-350 Tutkimuksen linssit: PureVision™ Toric, AirOptix® for Hajataitteisuus, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Hajataitteisuus ja Proclear® Toric.
6. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for Hajataitteisuus contact lens over one month of wear.
7. CooperVision data on file, 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for Hajataitteisuus over one month of wear.
8. CooperVision data on file. 2006. Aquaform®-teknologia perustuu pitkiin silikoniketjuihin, jotka lukitsevat vesimolekyylit linssiin vetysidoksin, taaten pitkäkestoisen käyttömukavuuden.
9. CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbyopiaksi, AIR OPTIX® for Presbyopiaksi and PureVision® Multi-Focal.
10. Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556-567.
11. CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

* Kaikki tässä esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit, kaupanimet ja tuotenimet ovat, ellei toisin mainita, CooperVisionin ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä. CooperVisionin tavaramerkkejä saa käyttää julkisesti vain yrityksen luvalla.

Kaikki tässä esitetyt tavaramerkit, palvelumerkit, kaupanimet ja tuotenimet ovat, ellei toisin mainita, CooperVisionin ja sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä. CooperVisionin tavaramerkkejä saa käyttää julkisesti vain yrityksen luvalla.